

656161

Cod. 07.3698.99

Coperchio per micropiastre 96 pozzetti GREINER profilo alto (9 mm) senza anelli sterile imballo singolo confezione 1/100 pezzi



Descrizione

Coperchi in polistirene per la protezione da contaminazioni e/od evaporazione durante l'utilizzo di micropiastre.

Caratteristiche:

- Esente DNasi rilevabili, RNasi, DNA umano
- Apirogeni
- Offrono protezione contro la contaminazione e l'evaporazione durante la conservazione del campione e la coltivazione cellulare
- Sono utilizzati principalmente per micropiastre a 96 pozzetti

Dati Tecnici

Tipo	656161
Profilo	"H9"
Coperchio	senza anelli
Sterile	sì
Confezione (pezzi)	1/100

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Profilo	Coperchio	Sterile	Confezione (pezzi)
07.3697.99		656101		no		1/100

07.3619.99	656170	656170	"H9C"	con anelli	no	1/100
07.3698.99	656161	656161	"H9"	senza anelli	sì	1/100
07.3965.99	656171	656171	"H9C"	con anelli	sì	1/100
07.3966.99	656190	656190	"L6"	senza anelli	no	20/200
07.3967.99	656191	656191	"L6"	senza anelli	sì	20/200
07.3968.99	691101	691101	"UL"	senza anelli	no	5/100
07.3914.99	691161	691161	"UL"	senza anelli	sì	5/100
