

SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE



Cod. 07.3699.99

Sacchetti per sterilizzazione polipropilene dim.mm. 700x1100 confezione 350 pezzi

Descrizione

Sacchetti per sterilizzazione originali Greiner Bio One:

- Temperatura massima 134°C, 30 min (in autoclave).
- Temperatura massima 140°C, 2 h (in sterilizzatori a secco).
- Ideali per l'eliminazione igienica dei prodotti di laboratorio contaminati.
- Realizzati in poliammide per la sterilizzazione in autoclave a vapore.
- Spessore del foglio: 0,05 millimetri.

Dati Tecnici

Sterilizzazione in autoclave	134° C / 30 min
Sterilizzazione a secco	140° C / 120 min
Dimensione (mm)	700x1100
Capacità (l)	130
Confezione (pezzi)	350
Materiale	polipropilene

Varianti

Codice	Prodotto	Sterilizzazione a secco	Dimensione (mm)	Capacità (l)	Confezione (pezzi)	Materiale
--------	----------	-------------------------	-----------------	--------------	--------------------	-----------

14.7160.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	140° C / 120 min	300x500	10	500	polipropilene
07.3699.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	140° C / 120 min	700x1100	130	350	polipropilene
14.7161.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	160° C / 120 min	300x500	10	500	poliammide
14.7162.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	140° C / 120 min	400x780	30	500	polipropilene
14.7163.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	140° C / 120 min	600x780	65	500	polipropilene
14.7164.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	160° C / 120 min	400x780	30	500	poliammide
14.7165.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	160° C / 120 min	600x780	65	300	poliammide
14.7166.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	160° C / 120 min	700x1100	130	200	poliammide