

688102

Cod. 07.3701.99



Celle monopozzetto ONE-WELL GREINER ventilate 120x120x17 mm forma quadrata 10 pezzi imballo 240 pezzi

Descrizione

Piastre in polistirene cristallo, resistente al calore, a singolo pozzetto. Possono essere utilizzate come piastre di Petri per la coltivazione di batteri. L'area di superficie è di ben 95 cm2.
La loro particolare forma ad angoli retti permette di sfruttare al meglio lo spazio all'interno degli incubatori.
Il coperchio rimane fermamente fissato alla piastra mediante apposite tacche mantenendo la ventilazione della piastra.
Possono anche essere utilizzate per contenere liquidi o altro che necessitino di scambio di gas.

Dati Tecnici

Forma	quadrata
Dimensioni (LxLxH mm)	120x120x17
Confezione (pezzi)	10/240

Varianti

Codice	Prodotto	Forma	Dimensioni (LxLxH mm)	Confezione (pezzi)
07.3701.99	688102	quadrata	120x120x17	10/240
07.3915.99	670102	a micropiastra	127,8x85,6x14,4	8/32