

285220400

Cod. 23.8837.99

Agitatore magnetico modello TM 235.



Descrizione

Agitatore magnetico modello TM 235.

Dotato di foro per il montaggio a vite dello stand e della testa di titolazione.

Velocità regolabile in continuo da 500 a 2000 rpm per contenitore di volumi fino a 500 ml.

Dotato di piastra di protezione in vetro Schott antigraffio dell'area di posizionamento del recipiente di titolazione.

Alimentato tramite alimentatore esterno a 12 V o direttamente dall'uscita 12 V posizionata sul pannello posteriore di titolatori e burette tramite cavo di connessione fornito a corredo.

Dati Tecnici