

# MATRACCIO TARATO

Cod. 01.1220.45



Matraccio tarato vetro giallo borosilicato 3.3 classe A ml 50 con tappo cono 12/21

## Descrizione

Caratteristiche:

- Per prodotti fotosensibili in vetro giallo borosilicato 3.3
- colorazione bianca.
- Classe A con certificazione di conformita' DE-M
- Tolleranze grado A.
- Tappo in plastica.

Tutte le indicazioni fisiche sono stampate su ogni singolo pezzo.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Cono (NS)	12,5/21

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
01.1220.11	MATRACCIO TARATO	5	10/19
01.1220.17	MATRACCIO TARATO	10	10/19
01.1220.32	MATRACCIO TARATO	25	10/19

---

01.1220.45	MATRACCIO TARATO	50	12,5/21
01.1220.57	MATRACCIO TARATO	100	12,5/21
01.1220.73	MATRACCIO TARATO	250	14,5/23
01.1220.79	MATRACCIO TARATO	500	19/26
01.1220.88	MATRACCIO TARATO	1000	24/29
01.1220.27	MATRACCIO TARATO	20	10/19
01.1220.69	MATRACCIO TARATO	200	14,5/23
01.1220.90	MATRACCIO TARATO	2000	29/23

---