

SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE



Cod. 14.7160.99

Sacchetti per sterilizzazione polipropilene dim.mm. 300X500 confezione 500 pezzi

Descrizione

Sacchetti per sterilizzazione originali Greiner Bio One:

- Ideali per l'eliminazione igienica dei prodotti di laboratorio contaminati.
- Realizzati in poliammide per la sterilizzazione in autoclave a vapore.
- Spessore del foglio: 0,05 millimetri.

Dati Tecnici

Sterilizzazione in autoclave	134° C / 30 min
Sterilizzazione a secco	140° C / 120 min
Dimensione (mm)	300x500
Capacità (l)	10
Confezione (pezzi)	500
Materiale	polipropilene

Varianti

Codice	Prodotto	Sterilizzazione secco	a	Dimensione (mm)	Capacità (l)	Confezione (pezzi)	Materiale
14.7160.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	140° C / 120 min		300x500	10	500	polipropilene

07.3699.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	140° C / 120 min	700x1100	130	350	polipropilene
14.7161.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	160° C / 120 min	300x500	10	500	poliammide
14.7162.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	140° C / 120 min	400x780	30	500	polipropilene
14.7163.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	140° C / 120 min	600x780	65	500	polipropilene
14.7164.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	160° C / 120 min	400x780	30	500	poliammide
14.7165.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	160° C / 120 min	600x780	65	300	poliammide
14.7166.99	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	160° C / 120 min	700x1100	130	200	poliammide