

# SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE



Cod. 14.7164.99

Sacchetti per sterilizzazione poliammide dim.mm. 400x780 confezione 500 pezzi

## Descrizione

Sacchetti per sterilizzazione originali Greiner Bio One:

- Temperatura massima 134°C, 30 min (in autoclave).
- Temperatura massima 160°C, 2 h (in sterilizzatori a secco).
- Ideali per l'eliminazione igienica dei prodotti di laboratorio contaminati.
- Realizzati in poliammide per la sterilizzazione in autoclave a vapore.
- Spessore del foglio: 0,05 millimetri.

## Dati Tecnici

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sterilizzazione in autoclave | 134° C / 30 min  |
| Sterilizzazione a secco      | 160° C / 120 min |
| Dimensione (mm)              | 400x780          |
| Capacità (l)                 | 30               |
| Confezione (pezzi)           | 500              |
| Materiale                    | poliammide       |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Sterilizzazione a secco | Dimensione (mm) | Capacità (l) | Confezione (pezzi) | Materiale |
|--------|----------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|
|--------|----------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|

|            |                                  |                  |          |     |     |               |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|-----|-----|---------------|
| 14.7160.99 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | 140° C / 120 min | 300x500  | 10  | 500 | polipropilene |
| 07.3699.99 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | 140° C / 120 min | 700x1100 | 130 | 350 | polipropilene |
| 14.7161.99 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | 160° C / 120 min | 300x500  | 10  | 500 | poliammide    |
| 14.7162.99 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | 140° C / 120 min | 400x780  | 30  | 500 | polipropilene |
| 14.7163.99 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | 140° C / 120 min | 600x780  | 65  | 500 | polipropilene |
| 14.7164.99 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | 160° C / 120 min | 400x780  | 30  | 500 | poliammide    |
| 14.7165.99 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | 160° C / 120 min | 600x780  | 65  | 300 | poliammide    |
| 14.7166.99 | SACCHETTI PER<br>STERILIZZAZIONE | 160° C / 120 min | 700x1100 | 130 | 200 | poliammide    |