


629161

Cod. 07.3706.99



Piastre a contatto GREINER sterili non ventilate ØxH mm 65,0X15 confezione 20 imballo 600 pezzi

Descrizione

Piastre a contatto in polistirene trasparente incolore, originali Greiner Bio One utilizzate nel monitoraggio dell'igiene e per controllare l'efficienza delle procedure di pulizia, in particolare delle superfici. Trovano impiego nel settore farmaceutico, dell'alimentazione, ecc. Sono sterilizzate per irraggiamento, con graduazioni e divisioni in quadratini da 10 mm. Disponibili in versione ventilata o non-ventilata.

Dati Tecnici

Tipo	629161
Dimensioni (ØxH mm)	65x15
Volume vasca	non ventilate
Confezione (pezzi)	20/600

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Volume vasca	Confezione (pezzi)
07.3706.99	629161	629161	non ventilate	20/600
07.3916.99	629180	629180	ventilate	20x30