

MR-12

Cod. 22.8470.99

Agitatore basculante con piattaforma standard PP-480 BIOSAN modello MR-12



Descrizione

Rocker shaker modello **MR 12**, consente di operare ad alte e basse frequenze di oscillazione per il mixing di terreni o soluzioni in contenitori per colture tradizionali, o sacche di plastica. La possibilità di regolare l'inclinazione della piattaforma, consente di ottimizzare le procedure operative.

Caratteristiche principali:

- Ideale per decolorazioni di gel dopo elettroforesi, per omogeneizzazione di terreni in fiasche, per ibridizzazione di biomolecole e per processi di colorazione e decolorazione.
- Può essere inserito in incubatori e frigotermostati in un range fra 4 e 40° C.
- Viene fornito completo di piattaforma PP-480.

Dati Tecnici

Dimensioni piattaforma (mm)	480x380
Velocità (rpm)	-
Carico massimo (kg)	5
Inclinazione piano (°)	0÷10 da 1 a 50 oscill. 10° fissi da 51 a 99
Timer (min)	1 min÷99 h
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	400x480x250
Peso (kg)	11,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/13

Tipo di movimento	Rocking
-------------------	---------

Accessori/Correlati

23.8718.99	PDM Piattaforma in materiale PDM
------------	-------------------------------------