

MORTAIO IN VETRO

Cod. 01.1270.64



Mortaio in vetro con pestello interno liscio Ø esterno x H mm 150x110

Descrizione

Caratteristiche:

- In vetro incolore molto resistente
- completi di pestello interno liscio.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	-
Dimensioni (Ø esterno x H mm)	150x110
Diametro interno (mm)	85

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø esterno x H mm)	Diametro interno (mm)
01.1270.57	MORTAIO IN VETRO	100x75	60
01.1270.64	MORTAIO IN VETRO	150x110	85
01.1270.61	MORTAIO IN VETRO	120x90	70