

PSU-2T

Cod. 22.8472.99

Mini agitatore per 2 micropiastre BIOSAN modello PSU-2T



Descrizione

Il mini-agitatore **PSU-2T** assicura un funzionamento affidabile e continuo e un movimento omogeneo della piattaforma a una bassa velocità. La modalità non-stop fino a 7 giorni e il funzionamento ottimale per oltre 2 anni sono garantiti grazie al meccanismo di trasmissione diretta e al motore senza spazzole. Il display mostra alternativamente le letture del tempo e della velocità.

PSU-2T assicura una miscelazione regolabile dei reagenti nelle micropiastre. L'agitatore è un dispositivo compatto e di facile utilizzo ed occupa poco spazio quando riposto su un piano. Lo strumento è progettato per l'esecuzione di immunodosaggi. L'agitatore è ideale per l'uso personale.

L'agitatore può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C. L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) garantisce la sicurezza elettrica negli ambienti umidi.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	150:1200
Numero di piastre	2
Timer (min)	1 min-24ore/non-stop
Dimensioni piano di lavoro (mm)	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	255x255x100
Classe di protezione	-
Peso (kg)	2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/3,4

Accessori/Correlati

23.8884.99	IPP-4 Piattaforma per nr. 4 micropiastre
------------	---
