

MORTAIO IN AGATA

Cod. 01.1280.41

Mortaiο in agata con pestello Ø esterno x H mm 50x40 ml 10



Descrizione

Caratteristiche:

- In agata di forma ottagonale con pareti spesse e resistenti.
- Forniti completi di pestello.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Dimensioni (Ø esterno x H mm)	50 x 25
Diametro interno (mm)	40

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø esterno x H mm)	Diametro interno (mm)
01.1280.41	MORTAIO IN AGATA	10	50 x 25	40
01.1280.49	MORTAIO IN AGATA	25	75 x 30	60
01.1280.54	MORTAIO IN AGATA	50	100 x 40	80