

633180

Cod. 07.3710.99

Piastre petri GREINER polistirene ventilate Ø 94x16 mm conf. 20/480



Descrizione

Piastre realizzate con polistirene di elevata qualità con eccezionali proprietà ottiche, per le analisi al microscopio, ed ottima resistenza al calore, per l'utilizzo con agar caldo.

Disponibili con diametro da 35 a 145 mm, in versione ventilata o non ventilata, di tipo pesante o leggero. Impilabili.

Dati Tecnici

| | |
|---------------------|--------------------|
| Tipo | 633180 |
| Dimensioni (ØxH mm) | 94x16 |
| Volume vasca | ventilate, leggere |
| Confezione (pezzi) | 20/480 |
| Sterile | no |

Varianti

| Codice | Prodotto | Tipo | Dimensioni (ØxH mm) | Volume vasca | Confezione (pezzi) | Sterile |
|------------|----------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 07.3902.99 | 627102 | 627102 | 35x10 | ventilate, leggere | 10/740 | no |
| 07.3903.99 | 628102 | 628102 | 60x15 | ventilate, leggere | 20/600 | no |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|----|
| 07.3904.99 | 632180 | 632180 | 94x16 | non ventilate, leggere | 20/480 | no |
| 07.3710.99 | 633180 | 633180 | 94x16 | ventilate, leggere | 20/480 | no |
| 07.3909.99 | 664102 | 664102 | 100x20 | ventilate, pesanti | 15/360 | no |
| 07.3910.99 | 639102 | 639102 | 145x20 | ventilate, leggere | 15/120 | no |
| 07.4029.99 | 627161 | 627171 | 35x10 | ventilate, leggere | 10/740 | si |
| 07.4025.99 | 628161 | 628161 | 60x15 | ventilate, leggere | 20/600 | si |
| 07.4073.99 | 632181 | 632181 | 94x16 | non ventilate, leggere. sterili | 20/480 | si |
| 07.4036.99 | 633181 | 633181 | 94x16 | ventilate, leggere | 20/480 | si |
| 07.4093.99 | 664161 | 664160 | 100x20 | ventilate, pesanti | 24/360 | si |
| 07.4026.99 | 639161 | 639161 | 145x20 | ventilate, leggere | 15x120 | si |