

Sension+ 9655C

Cod. 08.3922.83

Elettrodo combinato per Sension+ 9655C, fluoruri, cavo fisso 1 m, BNC



Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo combinato iono-selettivo
- Con cavo fisso da 1 m e connettore BNC.
- Praticamente esente da manutenzione
- Fornisce una risposta rapida, stabile e precisa per una vasta gamma di tipi di campioni

Dati Tecnici

Utilizzo	per bagni galvanici
Ione	F ⁻
Scala di misura	0.02 mg/l ÷ 20 g/l
Condizioni operative - pH	2÷8

Varianti

Codice	Prodotto	Ione	Scala di misura	Condizioni operative - pH
08.3921.83	Sension+ 9652C	Cl ⁻	1 mg/l ÷ 35 g/l	1÷12
08.3922.83	Sension+ 9655C	F ⁻	0.02 mg/l ÷ 20 g/l	2÷8

