


# 657 930

Cod. 07.3728.99



Piastre multipozzetto GREINER CELLCOAT® 6 pozzetti, poli-L lisina , fondo piatto, trasparente, con coperchio 5/50

## Descrizione

Piastre multipozzetto in polistirene, sterili, Greiner Bio One serie CELLCOAT.

La superficie è trattata con proteine della matrice extracellulare: collagene tipo 1, poli-D o poli-L Lisina, per aumentare l'adesione delle cellule e particolarmente indicate per colture in condizioni di crescita restrittive per riduzione o privazione di siero.

Fondo piatto. Coperchio con anelli di condensazione che permette un ottimale scambio di gas con la minima evaporazione ed è dotato di sistema di posizionamento univoco che riduce le possibilità di contaminazioni. Le piastre sono compatibili con gli strumenti di lettura e riportano un codice alfanumerico identificativo dei pozzetti.

Caratteristiche delle proteine sulla superficie:

- Collagene tipo 1, per colture primarie, per cellule endoteliali, ecc.
- Poli-L lisina (PLL) e poli-D Lisina (PDL), per neuroni e linee trasfettate, ecc. La PLL e la PDL sono molecole sintetizzate quindi pure da contaminazioni da altre proteine.

Le piastre sono stabili 24 mesi conservate a temperatura ambiente.

## Dati Tecnici

<b>Tipo</b>	657930
<b>Posti</b>	6
<b>Area superficie (cm2)</b>	9,6
<b>Capacità (ml)</b>	16,1
<b>Coating</b>	poli-L lisina

Colore trasparente

Confezione (pezzi) 5/50

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Posti	Coating	Colore	Area superficie (cm2)	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)
07.3843.99	657 950	657950	collagene tipo 1	6	trasparente	9,6	16,1	5/50
07.3844.99	662 950	662950	24	collagene tipo 1	trasparente	1,9	3,3	5/50
07.3845.99	655 950	655950	96	collagene tipo 1	trasparente	0,34	0,392	5/20
07.3846.99	655 956	655956	96	collagene tipo 1	nero	0,34	0,392	5/20
07.3847.99	657 940	657940	6	poli-D lisina	trasparente	9,6	16,1	5/50
07.3848.99	662 940	662940	24	poli-D lisina	trasparente	1,9	3,3	5/50
07.3849.99	655 940	655940	96	poli-D lisina	trasparente	0,34	0,392	5/20
07.3850.99	655 944	655944	96	poli-D lisina	bianco	0,34	0,392	5/20
07.3851.99	655 946	655946	96	poli-D lisina	nero	0,34	0,392	5/20
07.3728.99	657 930	657930	6	9,6	16,1	poli-L lisina	trasparente	5/50
07.3853.99	662 930	662930	24	1,9	3,3	poli-L lisina	trasparente	5/50
07.3854.99	655 930	655930	96	0,34	0,392	poli-L lisina	trasparente	5/20
07.3855.99	655 936	655936	96	0,34	0,392	poli-L lisina	nero	5/20