

201 152

Cod. 07.3735.99



Contenitori con tappo a vite GREINER sì etichetta fondo conico con base, aseptici ml 30 confezione 400 pezzi

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Contenitori universali in polistirene ad elevata trasparente, tutti fabbricati in ambiente asettico (ISO, classe 4).
- Disponibili con tappo a vite, in plastica bianca o metallo, ed etichetta, semplice o pre-stampata.
- Disponibili anche due modelli sterilizzati per irraggiamento.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	24x90
Volume (ml)	30
Capacità (ml)	23
Etichetta	sì
Sterile	asettico
Tipo di tappo	plastica
Confezione (pezzi)	400
Tipo di fondo	conico, con base

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Volume (ml)	Capacità (ml)	Etichetta	Tipo di tappo	Confezione (pezzi)	Tipo di fondo	
07.3735.99	201 152	24x90	30	23	si	plastica	400	conico, base	con
07.3738.99	219 175	40x60	60	50	si	plastica	10x30	piatto	
07.3740.99	224 170	45x77	100	80	no	metallo	8x20	piatto	
07.3741.99	225 170	49x107	175	155	no	metallo	6x20	piatto	
07.3742.99	225 180	49x107	175	155	si	metallo	6x20	piatto	
07.3732.99	229 170	58x121	290	260	no	metallo	4x12	piatto	
07.3743.99	229 180	58x121	290	260	si	metallo	4x12	piatto	