

PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER

Cod. 01.6302.07

Pistone in acciaio fondo striato PTFE per mortaio ml 2



Descrizione

Questi pistoni con superficie striata sono da utilizzare in combinazione con gli omogeneizzatori in vetro, ordinabili separatamente, per lo schiacciamento del campione.

Sono particolarmente indicati per materiali duri come i tessuti tumorali.

L'estremità dell'asta in acciaio inox è diritta per poter essere inserita nel mandrino di un agitatore, rendendo l'operazione di schiacciamento automatica.

Il diametro dell'asta in acciaio è di 6,5 mm

Dati Tecnici

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Capacità (ml) | 2 |
| Dimensioni (ØxH mm) | 6,5x230 |
| Vetro | Solo pestello Acciaio/PTFE |

Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Vetro |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 01.6302.07 | PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER | 2 | 6,5x230 | Solo pestello Acciaio/PTFE |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|
| 01.6305.11 | PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER | PER | 5 | 6,5x235 | Solo pestello acciaio/PTFE |
| 01.6310.17 | PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER | PER | 10 | 6,5x270 | Solo pestello acciaio/PTFE |
| 01.6315.22 | PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER | PER | 15 | 6,5x270 | Solo pestello acciaio/PTFE |
| 01.6330.38 | PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER | PER | 30 | 6,5x270 | Solo pestello acciaio/PTFE |
| 01.6350.45 | PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER | PER | 50 | 6,5x270 | Solo pestello acciaio/PTFE |
