

# 123 261

Cod. 07.3704.99



Vials CRYO.S GREINER sterili, no banda scrittura, fondo conico con base d'appoggio 1 ml 12,5x42 colore neutro conf. 5x100

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Vials originali Greiner, in polipropilene ad alta resistenza termica, idonei per temperature da -196 a 121° C, sterili, non citotossici e DNasi-, RNasi- e DNA-free. Certificati CE, IVD. Airogeni.
- Ideali per lo stoccaggio di cellule, tessuti, campioni microbiologici, fluidi organici quali: sangue, siero, sperma, ecc.
- Disponibili con diversi volumi, tappi colorati, filettatura interna od esterna, fondo con e senza base a stella (starfoot) ed eventuale area di scrittura antigraffio.

Note:

- I contenitori con filettatura interna sono dotati di guarnizione in silicone.
- L'altezza indicata è per il contenitore munito di tappo.
- La capacità indicata non tiene conto dell'eventuale espansione di volume dovuta al congelamento di campioni liquidi.
- Ogni confezione da 500 pz. contiene 150 cap insert.
- Ogni confezione da 300 pz. contiene 100 cap insert.

## Dati Tecnici

Volume (ml)	1÷1,2
Dimensioni (ØxH mm)	12,5x42
Tipo di fondo	conico, con base di appoggio
Filettatura	interna
Colore	neutro

<b>Banda di scrittura</b>	no
<b>Confezione (pezzi)</b>	5x100

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Tipo di fondo	Filettatura	Colore	Confezione (pezzi)	Banda scrittura	di
07.3704.99	123 261	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di interna	neutro	no	5x100	
07.3633.99	123 263	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di interna	neutro	5x100	si	
07.3745.99	123 277	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di interna	verde	si	5x100	
07.3746.99	123 278	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di interna	giallo	si	5x100	
07.3747.99	123 279	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di interna	blu	si	5x100	
07.3748.99	123 280	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di interna	rosso	si	5x100	
07.3749.99	121 261	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo	interna	neutro	no	5x100	
07.3750.99	121 263	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo	interna	neutro	si	5x100	
07.3751.99	121 277	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo	interna	verde	si	5x100	
07.3752.99	121 278	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo	interna	giallo	si	5x100	
07.3753.99	121 279	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo	interna	blu	si	5x100	
07.3754.99	121 280	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo	interna	rosso	si	5x100	
07.3755.99	122 261	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di interna	neutro	no	5x100	
07.3632.99	122 263	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di interna	neutro	si	5x100	
07.3756.99	122 277	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di interna	verde	si	5x100	
07.3757.99	122 278	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di interna	giallo	si	5x100	
07.3758.99	122 279	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di interna	blu	si	5x100	
07.3759.99	122 280	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di interna	rosso	si	5x100	

07.3760.99	126 261	2,0÷2,2	12,4x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	neutro	no	5x100
07.3708.99	126 263	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	neutro	5x100	sì
07.3761.99	126 277	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	verde	5x100	sì
07.3762.99	126 278	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	giallo	5x100	sì
07.3763.99	126 279	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	blu	5x100	sì
07.3764.99	126 280	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	rosso	5x100	sì
07.3765.99	127 261	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	neutro	no	6x50
07.3634.99	127 263	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	neutro	sì	6x50
07.3766.99	127 277	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	Verde	sì	6x50
07.3767.99	127 278	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	Giallo	sì	6x50
07.3768.99	127 279	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	blu	sì	6x50
07.3769.99	127 280	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	rosso	sì	6x50
07.3770.99	124 261	4,0÷4,5	12,5x86	rotondo		interna	neutro	no	6x50
07.3725.99	124 263	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	neutro	sì	6x50
07.3771.99	124 275	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	giallo	sì	6x50
07.3772.99	124 276	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	verde	sì	6x50
07.3773.99	124 274	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	blu	sì	6x50
07.3774.99	124 273	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	rosso	sì	6x50