

PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER



Cod. 01.6310.17

Pistone in acciaio fondo striato PTFE per mortaio ml 10

Descrizione

Omogeneizzatori intercambiabile per preparazione di omogenati di tessuti e materiale biologico. Sono costituiti da una provetta in vetro borosilicato e da un pistone in PTFE; l' interstizio fra provetta e pistone varia da 0,15 a 0,25 mm. Il diametro dell' asta del pistone è di mm 6,5. Le capacità riportate sono capacità utili.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Dimensioni (ØxH mm)	6,5x270
Vetro	Solo pestello acciaio/PTFE

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Vetro
01.6302.07	PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER	2	6,5x230	Solo pestello Acciaio/PTFE
01.6305.11	PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER	5	6,5x235	Solo pestello acciaio/PTFE
01.6310.17	PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER	10	6,5x270	Solo pestello acciaio/PTFE
01.6315.22	PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER	15	6,5x270	Solo pestello acciaio/PTFE
01.6330.38	PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER	30	6,5x270	Solo pestello acciaio/PTFE

01.6350.45	PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER	PER 50	6,5x270	Solo pestello acciaio/PTFE
------------	-----------------------------------	--------	---------	----------------------------