

# 126 280

Cod. 07.3764.99



Vials CRYO.S GREINER sterili, sÃn banda scrittura, fondo rotondo con base d'appoggio 2 ml 12,5x47 colore rosso conf. 5x100

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Vials originali Greiner, in polipropilene ad alta resistenza termica, idonei per temperature da -196 a 121° C, sterili, non citotossici e DNasi-, RNasi- e DNA-free. Certificati CE, IVD. Apyrogeni.
- Ideali per lo stoccaggio di cellule, tessuti, campioni microbiologici, fluidi organici quali: sangue, siero, sperma, ecc.
- Disponibili con diversi volumi, tappi colorati, filettatura interna od esterna, fondo con e senza base a stella (starfoot) ed eventuale area di scrittura antigraffio.

Note:

- I contenitori con filettatura interna sono dotati di guarnizione in silicone.
- L'altezza indicata è per il contenitore munito di tappo.
- La capacità indicata non tiene conto dell'eventuale espansione di volume dovuta al congelamento di campioni liquidi.
- Ogni confezione da 500 pz. contiene 150 cap insert.
- Ogni confezione da 300 pz. contiene 100 cap insert.

## Dati Tecnici

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Volume (ml)         | 2,0÷2,2                       |
| Dimensioni (ØxH mm) | 12,5x47                       |
| Tipo di fondo       | rotondo, con base di appoggio |
| Filettatura         | esterna                       |
| Colore              | rosso                         |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Confezione (pezzi) | 5x100 |
| Banda di scrittura | sì    |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Volume (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Tipo di fondo          |        | Filettatura | Colore | Confezione (pezzi) | Banda scrittura | di |
|------------|----------|-------------|---------------------|------------------------|--------|-------------|--------|--------------------|-----------------|----|
| 07.3704.99 | 123 261  | 1÷1,2       | 12,5x42             | conico, base appoggio  | con di | interna     | neutro | no                 | 5x100           |    |
| 07.3633.99 | 123 263  | 1÷1,2       | 12,5x42             | conico, base appoggio  | con di | interna     | neutro | 5x100              | sì              |    |
| 07.3745.99 | 123 277  | 1÷1,2       | 12,5x42             | conico, base appoggio  | con di | interna     | verde  | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3746.99 | 123 278  | 1÷1,2       | 12,5x42             | conico, base appoggio  | con di | interna     | giallo | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3747.99 | 123 279  | 1÷1,2       | 12,5x42             | conico, base appoggio  | con di | interna     | blu    | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3748.99 | 123 280  | 1÷1,2       | 12,5x42             | conico, base appoggio  | con di | interna     | rosso  | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3749.99 | 121 261  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo                |        | interna     | neutro | no                 | 5x100           |    |
| 07.3750.99 | 121 263  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo                |        | interna     | neutro | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3751.99 | 121 277  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo                |        | interna     | verde  | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3752.99 | 121 278  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo                |        | interna     | giallo | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3753.99 | 121 279  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo                |        | interna     | blu    | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3754.99 | 121 280  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo                |        | interna     | rosso  | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3755.99 | 122 261  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo, base appoggio | con di | interna     | neutro | no                 | 5x100           |    |
| 07.3632.99 | 122 263  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo, base appoggio | con di | interna     | neutro | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3756.99 | 122 277  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo, base appoggio | con di | interna     | verde  | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3757.99 | 122 278  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo, base appoggio | con di | interna     | giallo | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3758.99 | 122 279  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo, base appoggio | con di | interna     | blu    | sì                 | 5x100           |    |
| 07.3759.99 | 122 280  | 1,8÷2,0     | 12,5x48             | rotondo, base appoggio | con di | interna     | rosso  | sì                 | 5x100           |    |

|            |         |         |         |                              |           |         |        |       |       |
|------------|---------|---------|---------|------------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|
| 07.3760.99 | 126 261 | 2,0÷2,2 | 12,4x47 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | neutro | no    | 5x100 |
| 07.3708.99 | 126 263 | 2,0÷2,2 | 12,5x47 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | neutro | 5x100 | sì    |
| 07.3761.99 | 126 277 | 2,0÷2,2 | 12,5x47 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | verde  | 5x100 | sì    |
| 07.3762.99 | 126 278 | 2,0÷2,2 | 12,5x47 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | giallo | 5x100 | sì    |
| 07.3763.99 | 126 279 | 2,0÷2,2 | 12,5x47 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | blu    | 5x100 | sì    |
| 07.3764.99 | 126 280 | 2,0÷2,2 | 12,5x47 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | rosso  | 5x100 | sì    |
| 07.3765.99 | 127 261 | 3,5÷4,0 | 12,4x83 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | neutro | no    | 6x50  |
| 07.3634.99 | 127 263 | 3,5÷4,0 | 12,4x83 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | neutro | sì    | 6x50  |
| 07.3766.99 | 127 277 | 3,5÷4,0 | 12,4x83 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | Verde  | sì    | 6x50  |
| 07.3767.99 | 127 278 | 3,5÷4,0 | 12,4x83 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | Giallo | sì    | 6x50  |
| 07.3768.99 | 127 279 | 3,5÷4,0 | 12,4x83 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | blu    | sì    | 6x50  |
| 07.3769.99 | 127 280 | 3,5÷4,0 | 12,4x83 | rotondo,<br>base<br>appoggio | con<br>di | esterna | rosso  | sì    | 6x50  |
| 07.3770.99 | 124 261 | 4,0÷4,5 | 12,5x86 | rotondo                      |           | interna | neutro | no    | 6x50  |
| 07.3725.99 | 124 263 | 4,5÷5,0 | 12,5x86 | rotondo                      |           | interna | neutro | sì    | 6x50  |
| 07.3771.99 | 124 275 | 4,5÷5,0 | 12,5x86 | rotondo                      |           | interna | giallo | sì    | 6x50  |
| 07.3772.99 | 124 276 | 4,5÷5,0 | 12,5x86 | rotondo                      |           | interna | verde  | sì    | 6x50  |
| 07.3773.99 | 124 274 | 4,5÷5,0 | 12,5x86 | rotondo                      |           | interna | blu    | sì    | 6x50  |
| 07.3774.99 | 124 273 | 4,5÷5,0 | 12,5x86 | rotondo                      |           | interna | rosso  | sì    | 6x50  |