

127 277

Cod. 07.3766.99



Vials CRYO.S GREINER sterili, sÃ- banda scrittura, fondo rotondo con base d'appoggio 4 ml 12,4x83 colore giallo conf. 6x50

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Vials originali Greiner, in polipropilene ad alta resistenza termica, idonei per temperature da -196 a 121° C, sterili, non citotossici e DNasi-, RNasi- e DNA-free. Certificati CE, IVD. Apyrogeni.
- Ideali per lo stoccaggio di cellule, tessuti, campioni microbiologici, fluidi organici quali: sangue, siero, sperma, ecc.
- Disponibili con diversi volumi, tappi colorati, filettatura interna od esterna, fondo con e senza base a stella (starfoot) ed eventuale area di scrittura antigraffio.

Note:

- I contenitori con filettatura interna sono dotati di guarnizione in silicone.
- L'altezza indicata è per il contenitore munito di tappo.
- La capacità indicata non tiene conto dell'eventuale espansione di volume dovuta al congelamento di campioni liquidi.
- Ogni confezione da 500 pz. contiene 150 cap insert.
- Ogni confezione da 300 pz. contiene 100 cap insert.

Dati Tecnici

Volume (ml)	3,5÷4,0
Dimensioni (ØxH mm)	12,4x83
Tipo di fondo	rotondo, con base di appoggio
Filettatura	esterna
Colore	Verde

Banda di scrittura	sì
Confezione (pezzi)	6x50

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Tipo di fondo		Filettatura	Colore	Confezione (pezzi)	Banda scrittura	di
07.3704.99	123 261	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di	interna	neutro	no	5x100	
07.3633.99	123 263	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di	interna	neutro	5x100	sì	
07.3745.99	123 277	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di	interna	verde	sì	5x100	
07.3746.99	123 278	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di	interna	giallo	sì	5x100	
07.3747.99	123 279	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di	interna	blu	sì	5x100	
07.3748.99	123 280	1÷1,2	12,5x42	conico, base appoggio	con di	interna	rosso	sì	5x100	
07.3749.99	121 261	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo		interna	neutro	no	5x100	
07.3750.99	121 263	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo		interna	neutro	sì	5x100	
07.3751.99	121 277	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo		interna	verde	sì	5x100	
07.3752.99	121 278	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo		interna	giallo	sì	5x100	
07.3753.99	121 279	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo		interna	blu	sì	5x100	
07.3754.99	121 280	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo		interna	rosso	sì	5x100	
07.3755.99	122 261	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di	interna	neutro	no	5x100	
07.3632.99	122 263	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di	interna	neutro	sì	5x100	
07.3756.99	122 277	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di	interna	verde	sì	5x100	
07.3757.99	122 278	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di	interna	giallo	sì	5x100	
07.3758.99	122 279	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di	interna	blu	sì	5x100	
07.3759.99	122 280	1,8÷2,0	12,5x48	rotondo, base appoggio	con di	interna	rosso	sì	5x100	

07.3760.99	126 261	2,0÷2,2	12,4x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	neutro	no	5x100
07.3708.99	126 263	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	neutro	5x100	sì
07.3761.99	126 277	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	verde	5x100	sì
07.3762.99	126 278	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	giallo	5x100	sì
07.3763.99	126 279	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	blu	5x100	sì
07.3764.99	126 280	2,0÷2,2	12,5x47	rotondo, base appoggio	con di	esterna	rosso	5x100	sì
07.3765.99	127 261	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	neutro	no	6x50
07.3634.99	127 263	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	neutro	sì	6x50
07.3766.99	127 277	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	Verde	sì	6x50
07.3767.99	127 278	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	Giallo	sì	6x50
07.3768.99	127 279	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	blu	sì	6x50
07.3769.99	127 280	3,5÷4,0	12,4x83	rotondo, base appoggio	con di	esterna	rosso	sì	6x50
07.3770.99	124 261	4,0÷4,5	12,5x86	rotondo		interna	neutro	no	6x50
07.3725.99	124 263	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	neutro	sì	6x50
07.3771.99	124 275	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	giallo	sì	6x50
07.3772.99	124 276	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	verde	sì	6x50
07.3773.99	124 274	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	blu	sì	6x50
07.3774.99	124 273	4,5÷5,0	12,5x86	rotondo		interna	rosso	sì	6x50