

# 123 263-2DG

Cod. 07.3775.99

Vials CRYO.S GREINER con codifica DATAMATRIX ECC 200 sterili 1 ml fondo conico con base d'appoggio e area di scrittura, tappo a vite, colore neutro conf 5x100



## Descrizione

Cryovials con codifica Datamatrix, originali Greiner, in polipropilene ad alta resistenza termica, della serie Cryo.s cui si rimanda per le specifiche tecniche.

Il sistema di codifica Datamatrix permette un'accurata identificazione dei campioni mediante una matrice di 14x14 punti, stampata a laser sul fondo a stella dei contenitori, in accordo con le specifiche ECC200 e il protocollo di lettura Reed-Solomon che garantisce robustezza di lettura. Il codice può essere letto da un'ampia serie di strumenti automatici; la stampa laser garantisce una maggiore resistenza all'abrasione o agli agenti chimici e la matrice bianca su fondo nero offre un'ottima leggibilità.

Tutti le vials sono con tappo a vite e di colore neutro.

## Dati Tecnici

Volume (ml)	1
Filettatura	interna
Confezione (pezzi)	100/500

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume (ml)	Filettatura	Confezione (pezzi)
07.3775.99	123 263-2DG	1	interna	100/500
07.3776.99	122 263-2DG	2	interna	100/500
07.3777.99	126 263-2DG	2	esterna	100/500

---

07.3778.99

127 263-2DG

4

esterna

50/300

---