

126 263-2DG

Cod. 07.3777.99

Vials CRYO.S GREINER con codifica DATAMATRIX ECC 200 sterili 2 ml fondo rotondo con base d'appoggio e area di scrittura, tappo a vite, colore neutro conf 5x100



Descrizione

Cryovials con codifica Datamatrix, originali Greiner, in polipropilene ad alta resistenza termica, della serie Cryo.s cui si rimanda per le specifiche tecniche.

Il sistema di codifica Datamatrix permette un'accurata identificazione dei campioni mediante una matrice di 14x14 punti, stampata al laser sul fondo a stella dei contenitori, in accordo con le specifiche ECC200 e il protocollo di lettura Reed-Solomon che garantisce robustezza di lettura. Il codice può essere letto da un'ampia serie di strumenti automatici; la stampa laser garantisce una maggiore resistenza all'abrasione o agli agenti chimici e la matrice bianca su fondo nero offre un'ottima leggibilità.

Tutti i contenitori sono con tappo a vite e di colore neutro.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------|---------|
| Volume (ml) | 2 |
| Filettatura | esterna |
| Confezione (pezzi) | 100/500 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Volume (ml) | Filettatura | Confezione (pezzi) |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 07.3775.99 | 123 263-2DG | 1 | interna | 100/500 |
| 07.3776.99 | 122 263-2DG | 2 | interna | 100/500 |
| 07.3777.99 | 126 263-2DG | 2 | esterna | 100/500 |

07.3778.99

127 263-2DG

4

esterna

50/300
