


690 960

Cod. 07.3779.99



Fiasche per colture in adesione Advanced TC GREINER con tappo standard sterile 50 ml 25 CM² 10 pezzi imballo 200 pezzi

Descrizione

Fiasche con superficie di adesione modificata per colture in adesione di cellule particolarmente difficili, per colture primarie o per cellule in condizioni di crescita restrittive (in riduzione o assenza di siero), sterili, Greiner Bio One serie ADVANCED TC.

Caratteristiche:

- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Tappo a vite standard di colore blu.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Conservabili a temperatura ambiente e stabili per 2 anni.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Area superficie (cm ²)	25
Confezione (pezzi)	10/200