


658 970

Cod. 07.3780.99



Fiasche per colture in adesione Advanced TC GREINER con tappo standard sterile 250 ml 75 CM² 5 pezzi imballo 120 pezzi

Descrizione

Fiasche con superficie di adesione modificata per colture in adesione di cellule particolarmente difficili, per colture primarie o per cellule in condizioni di crescita restrittive (in riduzione o assenza di siero), sterili, Greiner Bio One serie ADVANCED TC, con collo inclinato e tappo con filtro.

Caratteristiche:

- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Tappo a vite standard di colore blu.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Conservabili a temperatura ambiente e stabili per 2 anni.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Area superficie (cm ²)	75
Confezione (pezzi)	5/120

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm2)	Confezione (pezzi)
07.3780.99	658 970	250	75	5/120
07.3781.99	660 960	550	175	5/50