

# PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER

Cod. 01.6330.38

Pistone in acciaio fondo striato PTFE per mortaio ml 30



## Descrizione

Caratteristiche:

- Questi pistoni con superficie striata sono da utilizzare in combinazione con gli omogeneizzatori in vetro, ordinabili separatamente, per lo schiacciamento del campione.
- Sono particolarmente indicati per materiali duri come i tessuti tumorali.
- L'estremità dell'asta in acciaio inox è diritta per poter essere inserita nel mandrino di un agitatore, rendendo l'operazione di schiacciamento automatica.
- Il diametro dell'asta in acciaio è di 6,5 mm
- 

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	30
Dimensioni (ØxH mm)	6,5x270
Vetro	Solo pestello acciaio/PTFE

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Vetro
01.6302.07	PESTELLI PER OMOGENIZZATORE POTTER	2	6,5x230	Solo pestello Acciaio/PTFE

---

01.6305.11	PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER	PER	5	6,5x235	Solo pestello acciaio/PTFE
01.6310.17	PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER	PER	10	6,5x270	Solo pestello acciaio/PTFE
01.6315.22	PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER	PER	15	6,5x270	Solo pestello acciaio/PTFE
01.6330.38	PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER	PER	30	6,5x270	Solo pestello acciaio/PTFE
01.6350.45	PESTELLI OMOGENIZZATORE POTTER	PER	50	6,5x270	Solo pestello acciaio/PTFE

---