

# 658 975

Cod. 07.3784.99



Fiasche per colture in adesione Advanced TC GREINER tappo con filtro 250 ML 75 CM<sup>2</sup> 5 pezzi imballo 120 pezzi

## Descrizione

Fiasche con superficie di adesione modificata per colture in adesione di cellule particolarmente difficili, per colture primarie o per cellule in condizioni di crescita restrittive (in riduzione o assenza di siero), sterili, Greiner Bio One serie ADVANCED TC.

### Caratteristiche:

- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Tappo a vite con filtro, di colore blu.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Conservabili a temperatura ambiente e stabili per 2 anni.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Area superficie (cm <sup>2</sup> )	75
Confezione (pezzi)	5/120

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm <sup>2</sup> )	Confezione (pezzi)
--------	----------	---------------	------------------------------------	--------------------

---

07.3783.99	690 975	50	25	10/200
07.3784.99	658 975	250	75	5/120
07.3785.99	660 975	550	175	5/50
07.3786.99	661 975	650	175	4/40

---