

660 975

Cod. 07.3785.99



Fiasche per colture in adesione Advanced TC GREINER tappo con filtro 550 ML 175 CM² 5 pezzi imballo 50 pezzi

Descrizione

Fiasche con superficie di adesione modificata per colture in adesione di cellule particolarmente difficili, per colture primarie o per cellule in condizioni di crescita restrittive (in riduzione o assenza di siero), sterili, Greiner Bio One serie ADVANCED TC.

Caratteristiche:

- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Tappo a vite con filtro, di colore blu.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Conservabili a temperatura ambiente e stabili per 2 anni.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	550
Area superficie (cm ²)	175
Confezione (pezzi)	5/50

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm ²)	Confezione (pezzi)
--------	----------	---------------	------------------------------------	--------------------

07.3784.99	658 975	250	75	5/120
07.3785.99	660 975	550	175	5/50
07.3786.99	661 975	650	175	4/40