


# 661 950

Cod. 07.3789.99

Fiasche CELLCOAT®, GREINER, collagene tipo 1 da 650 ml, 175 CM<sup>2</sup>, ps, tappo a vite rosso con filtro, sacchetto 5 pezzi imballo 40



## Descrizione

Fiasche con superficie trattata con collagene tipo 1 per colture primarie, per cellule in condizioni di crescita restrittive (in riduzione o assenza di siero), per cellule endoteliali. Sterili, Greiner Bio One serie CELLCOAT.

### Caratteristiche:

- Tappo a vite con filtro, di colore rosso.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Conservabili a temperatura ambiente per 2 anni.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	650
Area superficie (cm <sup>2</sup> )	175
Confezione (pezzi)	5/40
Coating	collagene tipo 1
Stabilità	2 anni a T ambiente

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm <sup>2</sup> )	Confezione (pezzi)	Coating	Stabilità
07.3787.99	690 950	collagene tipo 1	50	25	2 anni a T ambiente	10/50
07.3788.99	658 950	250	75	5/50	collagene tipo 1	2 anni a T ambiente
07.3789.99	661 950	650	175	5/40	collagene tipo 1	2 anni a T ambiente
07.3790.99	690 940	poli-D lisina	50	25	10/50	2 anni a T ambiente
07.3791.99	658 940	poli-D lisina	250	75	5/50	2 anni a T ambiente
07.3792.99	661 940	poli-D lisina	650	175	5/40	2 anni a T ambiente
07.3793.99	690 920	fibronectina	50	25	10	6 mesi a 2÷8° C
07.3794.99	658 920	fibronectina	250	75	10	6 mesi a 2÷8° C
07.3795.99	661 920	fibronectina	650	175	10	6 mesi a 2÷8° C
07.3797.99	658 910	laminina	250	75	10	6 mesi a 2÷8° C
07.3796.99	690 910	laminina	50	25	50	6 mesi a 2÷8° C