

658 940

Cod. 07.3791.99

Fiasche CELLCOAT®, GREINER, poly-D lysine da 250 ml, 75 CM², ps, tappo a vite rosso con filtro, sacchetto 5 pezzi imballo 50 pezzi



Descrizione

Fiasche in polistirene con superficie trattata con poli-D Lisina (PDL) per colture cellulari in condizioni di crescita restrittive (in riduzione o assenza di siero), per neuroni e linee trasfettate. Sterili, Greiner Bio One serie CELLCOAT. La PDL è una molecola sintetizzata quindi pura da contaminazioni da altre proteine.

Caratteristiche:

- Tappo a vite con filtro, di colore rosso.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Conservabili a temperatura ambiente per 2 anni.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

Dati Tecnici

Coating	poli-D lisina
Capacità (ml)	250
Area superficie (cm2)	75
Confezione (pezzi)	5/50
Stabilità	2 anni a T ambiente

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area (cm2)	superficie	Confezione (pezzi)	Coating	Stabilità
07.3787.99	690 950	collagene tipo 1	50		25	2 anni a T ambiente	10/50
07.3788.99	658 950	250	75		5/50	collagene tipo 1	2 anni a T ambiente
07.3789.99	661 950	650	175		5/40	collagene tipo 1	2 anni a T ambiente
07.3790.99	690 940	poli-D lisina	50		25	10/50	2 anni a T ambiente
07.3791.99	658 940	poli-D lisina	250		75	5/50	2 anni a T ambiente
07.3792.99	661 940	poli-D lisina	650		175	5/40	2 anni a T ambiente
07.3793.99	690 920	fibronectina	50		25	10	6 mesi a 2÷8° C
07.3794.99	658 920	fibronectina	250		75	10	6 mesi a 2÷8° C
07.3795.99	661 920	fibronectina	650		175	10	6 mesi a 2÷8° C
07.3797.99	658 910	laminina	250		75	10	6 mesi a 2÷8° C
07.3796.99	690 910	laminina	50		25	50	6 mesi a 2÷8° C