

PROVETTE CON TAPPO A BAIONETTA

Cod. 07.3802.99

Provetta per centrifuga ps no sterile con base 12 ml 16,8x100 mm fondo conico con base tappo baionetta bianco conf. 1300 pezzi



Descrizione

Provette per centrifuga in polistirene, originali Greiner Bio One

Caratteristiche:

- molto trasparenti e con tappo a baionetta (apribile con 1/3 di giro) o a vite.
- Con fondo rotondo o conico
- graduazioni e/o area di scrittura
- Sterili e non sterili

Dati Tecnici

Capacità (ml)	12
Dimensioni (ØxH mm)	16,8x100
Tipo di fondo	conico, con base
Tipo di tappo	baionetta, bianco
Sterile	no
Graduazione	no
Banda di scrittura	no
Confezione (pezzi)	1300

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Tipo fondo	di	Tipo di tappo	Sterile	Graduazione	Banda di scrittura	di	Confezione (pezzi)
07.3802.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	12	16,8x100	conico, base	con	baionetta, bianco	no	no	no		1300
07.3636.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	12	16,8x100	conico, base	con	baionetta, blu	sì	no	no		25/1000
07.3635.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	12	17x100	rotondo		vite, nero	no	no	no		900
07.3805.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	15	17x120	conico		vite, blu	sì	sì	sì		50/500
07.3640.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	15	17x120	conico		vite, blu	sì	sì	sì		100/1000
07.3637.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	15	17x120	rotondo		vite, blu	sì	no	no		100/1000