

PROVETTE CON TAPPO A BAIONETTA

Cod. 07.3640.99

Provetta per centrifuga ps sterile con base 15 ml 17x120 mm fondo conico
tappo vite blu conf. 100/1000



Descrizione

Provette per centrifuga in polistirene, originali Greiner Bio One

Caratteristiche:

- molto trasparenti e con tappo a baionetta (apribile con 1/3 di giro) o a vite.
- Con fondo rotondo o conico
- graduazioni e/o area di scrittura
- Sterili e non sterili

Dati Tecnici

Capacità (ml)	15
Dimensioni (ØxH mm)	17x120
Tipo di fondo	conico
Tipo di tappo	vite, blu
Sterile	sì
Graduazione	sì
Banda di scrittura	sì
Confezione (pezzi)	100/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Confezione (pezzi)
07.3805.99	PROVETTE CON TAPPO A BAIONETTA	50/500
07.3640.99	PROVETTE CON TAPPO A BAIONETTA	100/1000