



# PROVETTE CON TAPPO A BAIONETTA

Cod. 07.3640.99

Provetta per centrifuga ps sterile con base 15 ml 17x120 mm fondo conico tappo vite blu conf. 100/1000

### **Descrizione**

Provette per centrifuga in polistirene, originali Greiner Bio One

#### Caratteristiche:

- molto trasparenti e con tappo a baionetta (apribile con 1/3 di giro) o a vite.
- Con fondo rotondo o conico
- graduazioni e/o area di scrittura
- Sterili e non sterili

## **Dati Tecnici**

Capacità (ml)	15
Dimensioni (ØxH mm)	17x120
Tipo di fondo	conico
Tipo di tappo	vite, blu
Sterile	sì
Graduazione	sì
Banda di scrittura	sì
Confezione (pezzi)	100/1000



# Varianti

Codice	Prodotto	Confezione (pezzi)
07.3805.99	PROVETTE CON TAPPO A BAIONETTA	50/500
07.3640.99	PROVETTE CON TAPPO A BAIONETTA	100/1000