

PROVETTE CON TAPPO A BAIONETTA

Cod. 07.3637.99

Provetta per centrifuga ps 15 sterile ml 17x120 mm fondo rotondo tappo vite blu conf. 100/1000



Descrizione

Provette per centrifuga in polistirene, originali Greiner Bio One

Caratteristiche:

- molto trasparenti e con tappo a baionetta (apribile con 1/3 di giro) o a vite.
- Con fondo rotondo o conico
- graduazioni e/o area di scrittura
- Sterili e non sterili

Dati Tecnici

Capacità (ml)	15
Dimensioni (ØxH mm)	17x120
Tipo di fondo	rotondo
Tipo di tappo	vite, blu
Sterile	sì
Graduazione	no
Banda di scrittura	no
Confezione (pezzi)	100/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Tipo fondo	di	Tipo di tappo	Sterile	Graduazione	Banda di scrittura	di	Confezione (pezzi)
07.3802.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	12	16,8x100	conico, base	con	baionetta, bianco	no	no	no		1300
07.3636.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	12	16,8x100	conico, base	con	baionetta, blu	sì	no	no		25/1000
07.3635.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	12	17x100	rotondo		vite, nero	no	no	no		900
07.3805.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	15	17x120	conico		vite, blu	sì	sì	sì		50/500
07.3640.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	15	17x120	conico		vite, blu	sì	sì	sì		100/1000
07.3637.99	PROVETTE CONTAPPO A BAIONETTA	15	17x120	rotondo		vite, blu	sì	no	no		100/1000