

188 283

Cod. 07.3809.99



Provetta per centrifuga GREINER pp sterili per campioni fotosensibili 15 ml
17x120mm 50/500

188 280
188 283

Descrizione

Provette per centrifuga in polipropilene, con tappo a vite blu e fondo conico, originali Greiner Bio One. Le pareti delle provette sono imbrunite per proteggere reagenti e materiale fotosensibile.

Caratteristiche:

- Elevata resistenza termica, meccanica e chimica. Consigliabili per la conservazione di campioni fotosensibili.
- Con graduazione blu e area di scrittura bianca.
- Sterili.
- Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	15
Dimensioni (ØxH mm)	17x120
Confezione (pezzi)	50/500

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
07.3809.99	188 283	15	17x120	50/500

07.3641.99	188 280	15	17x120	100/1000
07.3646.99	227 280	50	30x115	20/500
07.3810.99	227 283	50	30x115	25/300