

227 283

Cod. 07.3810.99



Provetta per centrifuga GREINER pp sterili per campioni fotosensibili 50 ml
30x115 mm 25/300

Descrizione

Provette per centrifuga in polipropilene, con tappo a vite blu e fondo conico originali Greiner Bio One. Le pareti delle provette sono imbrunite per proteggere reagenti e materiale fotosensibile.

Caratteristiche:

- Elevata resistenza termica, meccanica e chimica. Consigliabili per la conservazione di campioni fotosensibili.
- Con graduazione blu e area di scrittura bianca.
- Sterili.
- Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Dimensioni (ØxH mm)	30x115
Confezione (pezzi)	25/300

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
07.3809.99	188 283	15	17x120	50/500

07.3641.99	188 280	15	17x120	100/1000
07.3646.99	227 280	50	30x115	20/500
07.3810.99	227 283	50	30x115	25/300