

OMOGENEIZZATORI DOUNCE

Cod. 01.1340.41

Omogeneizzatori DOUNCE vetro borosilicato WHEATON 33® due pestelli ml
40 confezione 2 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Progettati per trattenere un'alta percentuale di nuclei cellulari e di mitocondri in tessuti molli, sono utili in studi enzimatici.
- Il mortaio è dotato di serbatoio ed è fornito con due pestelli:
 1. Pestello A, più aderente con distanza dal mortaio 0,0010" ÷ 0,0030"
 2. Pestello B, meno aderente con distanza dal mortaio 0,0030" ÷ 0,0055"
- Il processo di omogeneizzazione viene iniziato con il pestello B, e portato a termine con il pestello A. Prodotti in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Confezione da 2 pezzi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	40
---------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)
01.1340.05	OMOGENEIZZATORI DOUNCE	1
01.1340.13	OMOGENEIZZATORI DOUNCE	7
01.1340.22	OMOGENEIZZATORI DOUNCE	15

01.1340.41	OMOGENEIZZATORI DOUNCE	40
------------	------------------------	----