


650 160

Cod. 07.3815.99



Piastre a 96 pozzetti GREINER CELLSTAR® tipo fondo U, TC, senza coperchio imballo singolo 1/100

Descrizione

Piastre multi pozzetto a 96 posti in polistirene, serie CELLSTAR® originali Greiner Bio One, sterili. Modelli con superficie idrofobica per colture in sospensione o con trattamento TC per cellule in adesione. A seconda dei modelli, inoltre, il coperchio può essere del tipo con anelli per condensa.

Disponibili con 3 diversi tipi di fondo:

- “U”, fondo di forma arrotondata non presenta spigoli vivi così da facilitare il pipettaggio senza residui.
- “V”, fondo di forma conica per pipettaggi di precisione.
- “F”, fondo piatto, con eccellenti proprietà ottiche e pozzetti tipo “Chimney”, indipendenti tra loro per ridurre il rischio di contaminazioni.

Esenti da DNase, RNase, DNA. Apirogene, non citotossiche. Facili da usare.

Dati Tecnici

Tipo	650160
Tipo di fondo	"U"
Trattamento	TC
Area superficie (mm2)	35
Coperchio	no
Capacità (µl)	40÷280
Confezione (pezzi)	1/100

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Tipo di fondo	Trattamento	Area superficie (mm2)	Coperchio	Capacità (µl)	Confezione (pezzi)
07.3815.99	650 160	650160	"U"	TC	35	no	40÷280	1/100
07.3648.99	650 180	650180	"U"	TC	35	sì	40÷280	1/100
07.3649.99	650 185	650185	"U"	-	-	sì	40÷280	60/240
07.3650.99	651 180	651180	"V"	TC	28	sì	40÷200	1/100
07.3816.99	651 160	651160	"V"	TC	28	no	40÷200	1/100
07.3610.99	655 180	655180	"F"	TC	34	sì, anticond.	25÷340	1/100
07.3817.99	655 160	655160	"F"	TC	34	no	25÷340	1/100
07.3818.99	655 162	655162	"F"	TC	34	no	25÷340	5/100
07.3819.99	655 182	655182	"F"	TC	34	sì, anticond.	25÷340	10/160
07.3651.99	655 185	655185	"F"	-	-	sì, anticond.	25÷340	60/240