


# 655 162

Cod. 07.3818.99



Piastre a 96 pozzetti GREINER CELLSTAR® tipo fondo F, TC, senza coperchio imballo 5/100

## Descrizione

Piastre multi pozzetto a 96 posti in polistirene, serie CELLSTAR® originali Greiner Bio One, sterili. Modelli con superficie idrofobica per colture in sospensione o con trattamento TC per cellule in adesione. A seconda dei modelli, inoltre, il coperchio può essere del tipo con anelli per condensa.

**Disponibili con 3 diversi tipi di fondo:**

- “U”, fondo di forma arrotondata non presenta spigoli vivi così da facilitare il pipettaggio senza residui.
- “V”, fondo di forma conica per pipettaggi di precisione.
- “F”, fondo piatto, con eccellenti proprietà ottiche e pozzetti tipo “Chimney”, indipendenti tra loro per ridurre il rischio di contaminazioni.

## Dati Tecnici

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tipo                  | 655162 |
| Tipo di fondo         | "F"    |
| Trattamento           | TC     |
| Area superficie (mm2) | 34     |
| Coperchio             | no     |
| Capacità (µl)         | 25÷340 |
| Confezione (pezzi)    | 5/100  |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Tipo   | Tipo di fondo | Trattamento | Area superficie (mm2) | Coperchio     | Capacità (µl) | Confezione (pezzi) |
|------------|----------|--------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 07.3815.99 | 650 160  | 650160 | "U"           | TC          | 35                    | no            | 40÷280        | 1/100              |
| 07.3648.99 | 650 180  | 650180 | "U"           | TC          | 35                    | sì            | 40÷280        | 1/100              |
| 07.3649.99 | 650 185  | 650185 | "U"           | -           | -                     | sì            | 40÷280        | 60/240             |
| 07.3650.99 | 651 180  | 651180 | "V"           | TC          | 28                    | sì            | 40÷200        | 1/100              |
| 07.3816.99 | 651 160  | 651160 | "V"           | TC          | 28                    | no            | 40÷200        | 1/100              |
| 07.3610.99 | 655 180  | 655180 | "F"           | TC          | 34                    | sì, anticond. | 25÷340        | 1/100              |
| 07.3817.99 | 655 160  | 655160 | "F"           | TC          | 34                    | no            | 25÷340        | 1/100              |
| 07.3818.99 | 655 162  | 655162 | "F"           | TC          | 34                    | no            | 25÷340        | 5/100              |
| 07.3819.99 | 655 182  | 655182 | "F"           | TC          | 34                    | sì, anticond. | 25÷340        | 10/160             |
| 07.3651.99 | 655 185  | 655185 | "F"           | -           | -                     | sì, anticond. | 25÷340        | 60/240             |