


# 655 940

Cod. 07.3849.99



Piastre multipozzetto GREINER CELLCOAT® 96 pozzetti, poli-D lisina , fondo piatto, trasparente, con coperchio 5/20

## Descrizione

Piastre multipozzetto in polistirene, sterili, Greiner Bio One serie CELLCOAT.

La superficie è trattata con proteine della matrice extracellulare: collagene tipo 1, poli-D o poli-L Lisina, per aumentare l'adesione delle cellule e particolarmente indicate per colture in condizioni di crescita restrittive per riduzione o privazione di siero.

Fondo piatto. Coperchio con anelli di condensazione che permette un ottimale scambio di gas con la minima evaporazione ed è dotato di sistema di posizionamento univoco che riduce le possibilità di contaminazioni. Le piastre sono compatibili con gli strumenti di lettura e riportano un codice alfanumerico identificativo dei pozzetti.

Caratteristiche delle proteine sulla superficie:

- Collagene tipo 1, per colture primarie, per cellule endoteliali, ecc.
- Poli-L lisina (PLL) e poli-D Lisina (PDL), per neuroni e linee trasfettate, ecc. La PLL e la PDL sono molecole sintetizzate quindi pure da contaminazioni da altre proteine.

Le piastre sono stabili 24 mesi conservate a temperatura ambiente.

## Dati Tecnici

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tipo                  | 655940        |
| Posti                 | 96            |
| Coating               | poli-D lisina |
| Colore                | trasparente   |
| Area superficie (cm2) | 0,34          |
| Capacità (ml)         | 0,392         |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Tipo   | Posti            | Coating          | Colore      | Area superficie (cm2) | Capacità (ml) | Confezione (pezzi) |
|------------|----------|--------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 07.3843.99 | 657 950  | 657950 | collagene tipo 1 | 6                | trasparente | 9,6                   | 16,1          | 5/50               |
| 07.3844.99 | 662 950  | 662950 | 24               | collagene tipo 1 | trasparente | 1,9                   | 3,3           | 5/50               |
| 07.3845.99 | 655 950  | 655950 | 96               | collagene tipo 1 | trasparente | 0,34                  | 0,392         | 5/20               |
| 07.3846.99 | 655 956  | 655956 | 96               | collagene tipo 1 | nero        | 0,34                  | 0,392         | 5/20               |
| 07.3847.99 | 657 940  | 657940 | 6                | poli-D lisina    | trasparente | 9,6                   | 16,1          | 5/50               |
| 07.3848.99 | 662 940  | 662940 | 24               | poli-D lisina    | trasparente | 1,9                   | 3,3           | 5/50               |
| 07.3849.99 | 655 940  | 655940 | 96               | poli-D lisina    | trasparente | 0,34                  | 0,392         | 5/20               |
| 07.3850.99 | 655 944  | 655944 | 96               | poli-D lisina    | bianco      | 0,34                  | 0,392         | 5/20               |
| 07.3851.99 | 655 946  | 655946 | 96               | poli-D lisina    | nero        | 0,34                  | 0,392         | 5/20               |
| 07.3728.99 | 657 930  | 657930 | 6                | 9,6              | 16,1        | poli-L lisina         | trasparente   | 5/50               |
| 07.3853.99 | 662 930  | 662930 | 24               | 1,9              | 3,3         | poli-L lisina         | trasparente   | 5/50               |
| 07.3854.99 | 655 930  | 655930 | 96               | 0,34             | 0,392       | poli-L lisina         | trasparente   | 5/20               |
| 07.3855.99 | 655 936  | 655936 | 96               | 0,34             | 0,392       | poli-L lisina         | nero          | 5/20               |