

DISH CELL-REPELLENT

Cod. 07.3865.99

Piastra speciale per colture in sospensione CELL-REPELLENT GREINER sterile 100,0x20 mm conf. singola imballo 5 pezzi



Descrizione

Dish in polistirene, con modificazioni chimiche della superficie che inibiscono efficacemente l'adesione delle cellule. Ideali per colture di sferoidi tumorali o embrionali, colture in sospensione di cellule semi-aderenti o aderenti, quali, ad esempio, i macrofagi. Sterili, originali Greiner Bio One.
Esenti da DNase, RNase e DNA umano, apirogene, non cito-tossiche.

In confezioni singole, stabili per 4 anni.

Dati Tecnici

Tipo	664970
Dimensioni (ØxH mm)	100x20
Confezione (pezzi)	1/5

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
07.3865.99	DISH CELL-REPELLENT	664970	100x20	1/5
07.4038.99	628979	628979	60x15	2/20