

OMOGENEIZZATORI POTTER-ELVEHJEM

Cod. 01.1350.47



Omogeneizzatore POTTER-ELVEHJEM pestello PTFE ml 55 WHEATON
confezione 2 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Omogeneizzatori Potter-Elvehjem con pestello in PTFE.
- Particolarmente indicati per tessuti molli quali cervello e fegato.
- I mortai degli omogeneizzatori Potter-Elvehjem sono prodotti in vetro borosilicato Wheaton33® e le unità sono interamente autoclavabili.
- Distanza tra pestello e mortaio 0,004" ÷ 0,006".
- Confezione da 2 pezzi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	55
---------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)
01.1350.07	OMOGENEIZZATORI POTTER-ELVEHJEM	2
01.1350.11	OMOGENEIZZATORI POTTER-ELVEHJEM	5
01.1350.17	OMOGENEIZZATORI POTTER-ELVEHJEM	10
01.1350.22	OMOGENEIZZATORI POTTER-ELVEHJEM	15
01.1350.38	OMOGENEIZZATORI POTTER-ELVEHJEM	30

