

542000

Cod. 07.3884.99



Sistema di filtrazione cellule in sospensione sterili EASYstrainer™ GREINER 100 µm giallo confezione 50 pezzi

Descrizione

Nuovi sistemi filtranti, originali Greiner Bio One, per una veloce e sicura filtrazione di cellule in sospensione, ad esempio quelle ricavate dalla dissociazione di tessuti o da cito-fluorimetria a flusso. Permettono di mantenere il campione asettico e privo da rischi di contaminazione.

I filtri si adattano a qualsiasi tubo da 50 ml e sono disponibili con tre diversi gradi di porosità: MESH 40, 70 e 100 µm; facilmente identificabili dal colore dell'unità filtrante. Un dispositivo a corona permette di ancorare saldamente i filtri ai tubi senza entrare in contatto con la membrana, un particolare sistema di ventilazione, inoltre, permette la fuoriuscita dell'aria dal tubo durante la filtrazione. Sono privi di DNase, RNase e DNA umano, apirogeni, non cito-tossici, confezionati sterili in blister.

Disponibile anche un "sample-pack" con un filtro per ognuno dei tre gradi MESH.

Dati Tecnici

Mesh	100
Colore	giallo
Confezione (pezzi)	50

Varianti

Codice	Prodotto	Mesh	Colore	Confezione (pezzi)
07.3882.99	542040	40	verde	50
07.3883.99	542070	70	blu	50

07.3884.99	542000	100	giallo	50
07.3885.99	542999	-	-	1+1+1 kit