



## 542999

Cod. 07.3885.99

Sistema di filtrazione cellule in sospensione sterili EASYstrainer™ GREINER sample pack confezione 1+1+1 kit

## **Descrizione**

Nuovi sistemi filtranti, originali Greiner Bio One, per una veloce e sicura filtrazione di cellule in sospensione, ad esempio quelle ricavate dalla dissociazione di tessuti o da cito-fluorimetria a flusso. Permettono di mantenere il campione asettico e privo da rischi di contaminazione.

I filtri si adattano a qualsiasi tubo da 50 ml e sono disponibili con tre diversi gradi di porosità: MESH 40, 70 e 100 μm; facilmente identificabili dal colore dell'unità filtrante. Un dispositivo a corona permette di ancorare saldamente i filtri ai tubi senza entrare in contatto con la membrana, un particolare sistema di ventilazione, inoltre, permette la fuoriuscita dell'aria dal tubo durante la filtrazione. Sono privi di DNase, RNase e DNA umano, apirogeni, non cito-tossici, confezionati sterili in blister.

"Sample-pack" con un filtro per ognuno dei tre gradi MESH.

## **Dati Tecnici**

Tipo	sample pack
Mesh	-
Colore	-
Confezione (pezzi)	1+1+1 kit

## **Varianti**

Codice	Prodotto	Mesh	Colore	Confezione (pezzi)
07.3882.99	542040	40	verde	50
07.3883.99	542070	70	blu	50



07.3884.99	542000	100	giallo	50
07.3885.99	542999	-	-	1+1+1 kit