

682660

Cod. 07.3891.99



Flaconi per colture CELLMASTER ROLLER GREINER in PS 122,0X500 mm con tappo sup. forma liscia area 1700 cm2 conf. singola imballo 12 pz

Descrizione

Flaconi CELLmaster in polistirene, originali Greiner Bio One, con tappo a vite di colore blu in polietilene ad alta densità (HDPE). Particolarmente trasparenti e molto stabili, la superficie è trattata TC per migliorare l'adesione cellulare e può essere “liscia” o “scanalata” per aumentarne l'area di crescita a parità di capacità del contenitore. Disponibili con diverse capacità e altezze. Presentano graduazione da 150 a 2000 ml, sono privi di DNase, RNase e DNA umano, apirogeni, non cito-tossici e senza tossine. Sterili, in lotti numerati per la tracciabilità.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	4970
Dimensioni (ØxH mm)	122x500
Forma	liscia
Area superficie (cm2)	1700
Confezione (pezzi)	1/12

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Forma	Area superficie (cm2)	Confezione (pezzi)
07.3672.99	680660	liscia	850	2520	122x271	2/24
07.3676.99	681670	2300	122x271	scanalata	2125	2/24

07.3887.99	680665	2520	122x271	liscia	850	24
07.3889.99	681675	2300	122x271	scanalata	2125	24
07.3890.99	682612	4970	122x500	liscia	1700	12
07.3891.99	682660	4970	122x500	liscia	1700	1/12
07.3892.99	682672	4640	122x500	scanalata	4250	24
07.3893.99	682670	4640	122x500	scanalata	4250	1/12