

682615

Cod. 07.3895.99



Flaconi per colture CELLMASTER ROLLER GREINER in PS e tappo con filtro 122,0x500 mm, forma liscia area sup. 1700 cm2 imballo 12 pz

Descrizione

Flaconi CELLmaster in polistirene, originali Greiner Bio One, con tappo a vite di colore blu in polietilene ad alta densità (HDPE) dotato di filtro a membrana idrofobica in PET/PTFE, certificata USP classe VI. Particolarmente trasparenti e molto stabili, la superficie è trattata TC per migliorare l'adesione cellulare e può essere "liscia" o "scanalata" per aumentarne l'area di crescita a parità di capacità del contenitore. Disponibili con diverse capacità e altezze. Presentano graduazione da 150 a 2000 ml, sono privi di DNase, RNase e DNA umano, apirogeni, non cito-tossici e senza tossine. Sterili, in lotti numerati per la tracciabilità.

Dati Tecnici

Forma	liscia
Area superficie (cm2)	1700
Capacità (ml)	4970
Dimensioni (ØxH mm)	122x500
Confezione (pezzi)	12

Varianti

Codice	Prodotto	Forma	Area superficie (cm2)	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
07.3671.99	680658	liscia	850	2520	122x271	2/24

07.3677.99	681672	scanalata	2125	2300	122x271	2/24
07.3894.99	680668	liscia	850	2520	122x271	24
07.3895.99	682615	liscia	1700	4970	122x500	12
07.3897.99	682678	scanalata	4250	4640	122x500	1/12