

682678

Cod. 07.3897.99



Flaconi per colture CELLMASTER ROLLER GREINER in PS e tappo con filtro 122,0X500 mm, forma scanalata area sup.4250 CM2 cf singola imballo 24 pz

Descrizione

Flaconi CELLmaster in polistirene, originali Greiner Bio One, con tappo a vite di colore blu in polietilene ad alta densità (HDPE) dotato di filtro a membrana idrofobica in PET/PTFE, certificata USP classe VI. Particolarmente trasparenti e molto stabili, la superficie è trattata TC per migliorare l'adesione cellulare e può essere "liscia" o "scanalata" per aumentarne l'area di crescita a parità di capacità del contenitore. Disponibili con diverse capacità e altezze. Presentano graduazione da 150 a 2000 ml, sono privi di DNase, RNase e DNA umano, apirogeni, non cito-tossici e senza tossine. Sterili, in lotti numerati per la tracciabilità.

Dati Tecnici

Forma	scanalata
Area superficie (cm2)	4250
Capacità (ml)	4640
Dimensioni (ØxH mm)	122x500
Confezione (pezzi)	1/12

Varianti

Codice	Prodotto	Forma	Area superficie (cm2)	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
07.3671.99	680658	liscia	850	2520	122x271	2/24

07.3677.99	681672	scanalata	2125	2300	122x271	2/24
07.3894.99	680668	liscia	850	2520	122x271	24
07.3895.99	682615	liscia	1700	4970	122x500	12
07.3897.99	682678	scanalata	4250	4640	122x500	1/12