

639102

Cod. 07.3910.99

Piastre petri GREINER polistirene ventilate Ø 145X20 mm conf. 15/120



Descrizione

Piastre realizzate con polistirene di elevata qualità con eccezionali proprietà ottiche, per le analisi al microscopio, ed ottima resistenza al calore, per l'utilizzo con agar caldo.

Disponibili con diametro da 35 a 145 mm, in versione ventilata o non ventilata, di tipo pesante o leggero. Impilabili.

Dati Tecnici

Tipo	639102
Dimensioni (ØxH mm)	145x20
Volume vasca	ventilate, leggere
Confezione (pezzi)	15/120
Sterile	no

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Dimensioni (ØxH mm)	Volume vasca	Confezione (pezzi)	Sterile
07.3902.99	627102	627102	35x10	ventilate, leggere	10/740	no

07.3903.99	628102	628102	60x15	ventilate, leggere	20/600	no
07.3904.99	632180	632180	94x16	non ventilate, leggere	20/480	no
07.3710.99	633180	633180	94x16	ventilate, leggere	20/480	no
07.3909.99	664102	664102	100x20	ventilate, pesanti	15/360	no
07.3910.99	639102	639102	145x20	ventilate, leggere	15/120	no
07.4029.99	627161	627171	35x10	ventilate, leggere	10/740	sì
07.4025.99	628161	628161	60x15	ventilate, leggere	20/600	sì
07.4073.99	632181	632181	94x16	non ventilate, leggere. sterili	20/480	sì
07.4036.99	633181	633181	94x16	ventilate, leggere	20/480	sì
07.4093.99	664161	664160	100x20	ventilate, pesanti	24/360	sì
07.4026.99	639161	639161	145x20	ventilate, leggere	15x120	sì