

670102

Cod. 07.3915.99



Celle monopozzetto ONE-WELL GREINER ventilate 127,8X85,6X14,4, forma a micropiastra conf 8 imballo 32 pezzi

Descrizione

Piastre in polistirene cristallo, resistente al calore, a singolo pozzetto. Possono essere utilizzate come piastre di Petri per la coltivazione di batteri. L'area di superficie è di ben 95 cm2.
La loro particolare forma ad angoli retti permette di sfruttare al meglio lo spazio all'interno degli incubatori.
Il coperchio rimane fermamente fissato alla piastra mediante apposite tacche mantenendo la ventilazione della piastra.
Possono anche essere utilizzate per contenere liquidi o altro che necessitino di scambio di gas.

Dati Tecnici

Forma	a micropiastra
Dimensioni (LxLxH mm)	127,8x85,6x14,4
Confezione (pezzi)	8/32

Varianti

Codice	Prodotto	Forma	Dimensioni (LxLxH mm)	Confezione (pezzi)
07.3701.99	688102	quadrata	120x120x17	10/240
07.3915.99	670102	a micropiastra	127,8x85,6x14,4	8/32