




# 629180

Cod. 07.3916.99

Piastre a contatto GREINER sterili ventilate ØxH mm 65,0X15 confezione 600 pezzi



## Descrizione

Piastre a contatto in polistirene trasparente incolore, originali Greiner Bio One utilizzate nel monitoraggio dell'igiene e per controllare l'efficienza delle procedure di pulizia, in particolare delle superfici. Trovano impiego nel settore farmaceutico, dell'alimentazione, ecc. Sono sterilizzate per irraggiamento, con graduazioni e divisioni in quadratini da 10 mm. Disponibili in versione ventilata o non-ventilata.

## Dati Tecnici

Tipo	629180
Dimensioni (ØxH mm)	65x15
Volume vasca	ventilate
Confezione (pezzi)	20x30

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Volume vasca	Confezione (pezzi)
07.3706.99	629161	629161	non ventilate	20/600
07.3916.99	629180	629180	ventilate	20x30